

Accumulateur de Froid **FIRST+ICE** (15 x 15 cm / 15x 30 cm)



Les accumulateurs ou compresses de froid **FIRST+ICE** diffusent un froid constant et longue durée de 2 à 4 H selon le format.


Après passage au congélateur, les accumulateurs de Froid **FIRST+ICE** viennent s'insérer dans les modèles par des inserts avec fermeture velcro

CRYOVEST® et BOLERO

Les accumulateurs de froid **FIRST+ICE** ont une durée de vie d'environ 100 utilisations soit 200 Heures de diffusion optimale.

Au-delà, la performance de diffusion décline. Lorsqu'ils deviennent rigides, il est nécessaire de les renouveler.

Il est important lors de la première congélation, de laisser les accumulateurs **FIRST+ICE** pendant au moins 12H dans un congélateur (-15°C / - 18°).



Afin d'obtenir un accumulateur de froid **FIRST+ICE** souple et malléable, il est impératif de ne pas obstruer la valve blanche située sur la face de l'accumulateur lors de la phase de congélation.

Par exemple :

Ne pas empiler les accumulateurs de froid **FIRST+ICE**

Nous recommandons de respecter le positionnement ci-dessus, lors de chaque mise en congélation.

Composition Chimique / NON TOXIQUE :

Eau 82,76%; Nylon/Polyestère 8,41%; Glycole 5,11%; Polymère 3,53%; Conservateur 0,16%; Polyestère 0,02%.

Poids Unitaire : +/- 180 Grammes

Observations et recommandations:

Il est possible que certains accumulateurs soient légèrement collants au toucher, ces derniers ne sont pas défectueux. Il vous suffit de les essuyer avec un linge humide.